

ARTIGO: 11681

4Gym - Configuração Modelo de leitor biométrico, ID: 16

Descrição da configuração: **Modelo de leitor biométrico**

Id: 16

Explicação:

Observação:

Para editar, procure a configuração por Id: 16 e edite na área administrativa do sistema

Para apreender a editar configuração confira o passo a passo clicando nesse link [Como editar uma configuração](#).

Em caso de dúvidas ou dificuldades, não deixe de entrar em contato om o suporte através de:

e-mail: suporte@mobilemind.com.br

cel: (54) 9 9900 8894

whatsapp: (54) 9 9900 8894

fixo: (54) 3055-3222